

### WASHLOTION SENSITIVE

**For regular cleansing of skin and hands**

- **PH neutral**
- **Lipid replenishing**
- **Free of fragrances and dyes**

#### PRODUCT DESCRIPTION:

CyberTech Washlotion sensitive is free of perfume and colourants and is therefore suitable for applying to healthy skin to prevent allergies developing from the listed ingredients.

CyberTech Washlotion sensitive washing lotion is a pH-neutral soft and creamy washing lotion for regular cleansing of skin and hands. Moisturising components and glycerine reduce skin dryness caused by washing.

#### AREAS OF APPLICATION:

- CyberTech Washlotion sensitive Washing lotion is perfectly suited to hand washing before surgical disinfection and after hygienic hand disinfection.
- For all soiling which requires skin-friendly cleaning.

#### INCI:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALLANTOIN, GLYCERIN, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE.



#### AVAILABLE DELIVERY FORMS

Itemnumber	Packaging
9882805	500ml Eurodispenser Bottle
9882806	1L Eurodispenser Bottle
9882807	5L Canister

#### AVAILABLE ACCESSORIES:

Itemnumber	Packaging
9796274	Dosing pump for 500ml
9796275	Dosing pump for 1L
9796276	Tab/dosing device for 5L canister
9796278	Canister-key
9796272	Dosing pump for 5L Canister

### LOCIÓN DE LAVADO SENSIBLE

**Loción de lavado para la limpieza calmante y suave de piel**

- **PH neutro para la piel**
- **Con emolientes**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

CyberTech Washlotion sensitive es una loción de lavado de pH neutro para la limpieza regular de piel y manos. Los emolientes y la glicerina impiden que la piel se reseque durante el lavado. La cremosa y delicada loción de lavado CyberTech Washlotion sensitive limpia a fondo y es económica en términos de aplicación. Además, la loción de lavado CyberTech Washlotion sensitive no contiene aromas ni colorantes y, por lo tanto, es adecuada para usar sobre la piel sana para prevenir el desarrollo de alergias que causan dichas sustancias.

#### ÁMBITOS DE APLICACIÓN:

- Para un lavado suave de las manos: La loción de lavado CyberTech Washlotion sensitive es adecuada para la limpieza previa a la desinfección quirúrgica y posterior a la desinfección higiénica de las manos.
- Para el lavado de pacientes y baños completos
- Para todo tipo de suciedad que precise una limpieza tolerante con la piel.

#### INCI:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALLANTOIN, GLYCERIN, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE.



#### FORMATOS DE SUMINISTRO

Itemnumber	Packaging
9882805	Botella de 500 ml para dispensador europeo
9882806	Botella de 1 l para dispensador europeo
9882807	Bidón de 5 l

#### ACCESORIOS:

Itemnumber	Packaging
9796274	Bomba de dosificación para botella de 500 ml
9796275	Bomba de dosificación para botella de 1 l
9796276	Dosificador para bidón
9796278	Llave para bidón
9796272	Bomba de dosificación para bidón de 5 l

### LOTION NETTOYANTE PEAUX SENSIBLES

Lotion nettoyante pour le nettoyage hydratant, en douceur de la peau

- PH neutre
- Avec des composantes regrassage



Français

#### DESCRIPTION DU PRODUIT :

CyberTech Washlotion sensitive est une lotion nettoyante au pH neutre destinée à une utilisation régulière sur la peau et les mains abîmées. Ses agents relipidants et la glycérine qu'elle contient évitent le dessèchement de la peau lors du lavage. Cette lotion nettoyante onctueuse CyberTech Washlotion sensitive nettoie en profondeur et est très économique dans son utilisation. En outre, CyberTech Washlotion sensitive ne contient ni parfum ni conservateur et convient donc parfaitement à une utilisation sur une peau saine afin d'éviter toute réaction allergique aux composants indiqués.

#### CHAMPS D'APPLICATION :

- Pour un lavage des mains nourrissant : La lotion nettoyante CyberTech Washlotion sensitive convient parfaitement au lavage des mains avant la désinfection chirurgicale des mains et après la désinfection hygiénique.
- Lavages de patients et bains
- Pour l'élimination de toutes salissures nécessitant un nettoyage doux pour la peau.

#### INCI :

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMILDOPROPYL BETAINE, ALLANTOIN, GLYCERIN, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE.

#### FORMES PHARMACEUTIQUES :

Itemnumber	Packaging
9882805	Distributeur doseur de 500 ml
9882806	Distributeur doseur de 1 l
9882807	Bidon de 5 l

#### ACCESSOIRES :

Itemnumber	Packaging
9796274	Pompe doseuse de 500 ml
9796275	Pompe doseuse de 1 l
9796276	Robinet de remplissage de bidon
9796278	Clé de serrage pour bidon
9796272	Pompe doseuse pour bidon de 5 l

### WASCHLOTION SENSITIV

Zur pflegenden, milden Reinigung  
von Haut und Händen

- **Parfüm- und farbstofffrei**
- **Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin**
- **Mild reinigend**
- **PH-hautneutral**
- **Dermatologisch getestet**

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

CyberTech Washlotion sensitive ist eine pH-hautneutrale Waschlotion für die regelmäßige Reinigung von Haut und Händen. Rückfettende Bestandteile und Glycerin vermindern ein Austrocknen der Haut während des Waschens. Die cremig-zarte CyberTech Washlotion sensitive reinigt gründlich und ist sparsam in der Anwendung. Darüber hinaus ist CyberTech Washlotion sensitive frei von Parfüm und Farbstoffen und eignet sich daher für die Anwendung bei gesunder Haut, um eine Allergieentwicklung durch die genannten Stoffe zu verhindern.

#### ANWENDUNGSGEBIETE:

- Für die pflegende Händewaschung: CyberTech Washlotion sensitive ist gut geeignet für die Händereinigung vor der chirurgischen und nach der hygienischen Händedesinfektion.
- Patientenwaschungen und Vollbäder
- Bei allen Verschmutzungen, die einer hautfreundlichen Reinigung bedürfen.

#### INCI:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALLANTOIN, GLYCERIN, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE.



#### DARREICHUNGSFORMEN:

Itemnumber	Packaging
9882805	500ml Eurospender Flasche
9882806	1L Eurospender Flasche
9882807	5L Kanister

#### ZUBEHÖR:

Itemnumber	Packaging
9796274	Dosierpumpe 500ml
9796275	Dosierpumpe 1L
9796276	Kanisterumfüllhahn
9796278	Kanisterschlüssel
9796272	Dosierpumpe 5L Kanister

## LOZIONE DETERGENTE PER PELLI SENSIBILI

**Lozione detergente a pH neutro  
per la pulizia regolare della  
pelle e delle mani**

- **PH neutro della pelle**
- **Con componenti lubrificazione**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

CyberTech Washlotion sensitive è una lozione detergente a pH neutro per la pulizia regolare della pelle e delle mani. Componenti nutrienti e glicerina riducono la secchezza della pelle causata dal lavaggio. La lozione detergente cremosa e delicata CyberTech Washlotion sensitive deterge a fondo in piccole quantità. Inoltre CyberTech Washlotion sensitive non contiene profumi né coloranti e può quindi essere utilizzata sulla pelle sana per impedire che si sviluppi un'allergia causata dalle suddette sostanze.

### SETTORI D'IMPIEGO:

- Per il lavaggio curativo delle mani: la lozione detergente CyberTech Washlotion sensitive è eccellente per la detersione delle mani prima della disinfezione chirurgica e dopo quella igienica.
- Lavaggi dei pazienti e bagni completi
- In tutti i casi in cui è necessaria una detersione che rispetta la pelle.

### INCI:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALLANTOIN, GLYCERIN, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE.



Italiano

### FORMATI

Itemnumber	Packaging
9882805	Dosatore Eurospender da 500ml
9882806	Dosatore Eurospender da 1L
9882807	Tanica da 5L

### ACCESSORI:

Itemnumber	Packaging
9796274	Pompa di dosaggio 500ml
9796275	Pompa di dosaggio 1L
9796276	Rubinetto di riempimento per tanica
9796278	Chiave per tanica
9796272	Pompa di dosaggio per tanica da 5L

### WASLOTION SENSITIVE

**PH-huidneutrale waslotion voor de regelmatige reiniging van huid en handen**

- **PH-huidneutraal**
- **Voedend**

#### PRODUCTBESCHRIJVING:

CyberTech Washlotion sensitive is een pH-huidneutrale waslotion voor de regelmatige reiniging van huid en handen. Vetherstellende bestanddelen en glycerine verminderen de uitdroging van de huid tijdens het wassen. De romig-zachte CyberTech Washlotion sensitive waslotion reinigt grondig en is zuinig in gebruik. Bovendien is CyberTech Washlotion sensitive vrij van parfum en kleurstoffen en daarom zeer geschikt voor gebruik op de gezonde huid, om allergieontwikkeling in verband met de genoemde stoffen te voorkomen.

#### TOEPASSINGSGBIED:

- Voor verzorging en wassen van de handen: CyberTech Washlotion sensitive waslotion is ideaal voor het reinigen van de handen voor chirurgische ingrepen en na de hygiënische ontsmetting van de handen.
- Het wassen en baden van patiënten
- Voor alle verontreinigingen waarvoor een huidvriendelijke reiniging noodzakelijk is.

#### INCI:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALLANTOIN, GLYCERIN, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE.



Nederlands

#### FARMACEUTISCHE VORMEN

Itemnummer	Packaging
9882805	500 ml Eurodispenserflles
9882806	1 liter Eurodispenserflles
9882807	5 liter jerrycan

#### ACCESSOIRES:

Itemnummer	Packaging
9796274	Doseerpomp 500 ml
9796275	Doseerpomp 1 liter
9796276	Doseerkraantje jerrycan
9796278	Jerrycansleutel
9796272	Doseerpomp 5 liter jerrycan

## LOÇÃO DE LAVAGEM SENSITIVE

loção de lavagem de pH neutro  
para a pele para a lavagem  
frequente da pele e das mãos

- **PH neutro para a pele**
- **Con emolientes**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CyberTech Washlotion sensitive é uma loção de lavagem de pH neutro para a pele para a lavagem frequente da pele e das mãos. Os ingredientes hidratantes e a glicerina evitam a secura da pele durante a lavagem. A loção de lavagem cremosa e suave CyberTech Washlotion sensitive limpa em profundidade e permite uma economia na utilização. Além disso, CyberTech Washlotion sensitive não contém perfume nem corantes e é indicada para utilização em pele saudável, para evitar que ocorra alguma alergia às substâncias referidas.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Para a lavagem cuidadosa das mãos: A loção de lavagem CyberTech Washlotion sensitive é indicada para a limpeza das mãos antes de atos cirúrgicos e após a desinfecção higiénica das mãos.
- Lavagem e banho integral de pacientes
- Para retirar todos os tipos de sujidade, que necessitem de uma limpeza compatível com a pele.

### INCI:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMI-DOPROPYL BETAINE, ALLANTOIN, GLYCERIN, SORBITAN SESQUI-CAPRYLATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE.



### FORMAS DE APRESENTAÇÃO DISPONÍVEIS

Itemnumber	Packaging
9882805	Frasco dispensador de 500ml
9882806	Frasco dispensador de 1L
9882807	Bidão de 5L

### ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

Itemnumber	Packaging
9796274	Bomba doseadora de 500ml
9796275	Bomba doseadora de 1L
9796276	Torneira de transvase de bidão
9796278	Chave de bidão
9796272	Bomba doseadora para bidão de 5L